ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Система очищення ран CareMaster

Линейка аппаратов для лечения гнойно-некротических ран квитанционным методом (ультразвуковой дебридмент ран (UAW)).



Система очищення ран CareMaster H/G/E – линейка аппаратов для лечения гнойно-некротических ран квитанционным методом (ультразвуковой дебридмент ран (UAW)).

Ультразвуковая очистка ран CareMaster - эффективная и щадящая методика.

В основе метода лежит эффект кавитации, который возникает при прохождении ультразвука через растворы. Ультразвуковые волны создают кавитационные пузырьки в растворе для орошения ран. Микропузырьки лопаются при изменении давления, образуя «микроструйки» в растворе.

В результате чего, разрушаются и фрагментируются некротические массы, вскрываются биопленки, удаляются экзогенные загрязнения, инфицированные участки ткани и фиброзные слои.

При этом кавитационный эффект не разрушает грануляционную и соединительную ткань, кровеносные сосуды, поскольку здоровые ткани содержат большое количество фибрил эластина, чем поврежденные.

Ультразвуковой дебридмент ран CareMaster - достигаемый эффект

Многочисленные клинические исследования доказана эффективность метода ультразвукового дебридмента ран в лечении острых и хронических ран, ускоряя процесс заживления практически в 2 раза! Процедура проводится под местной анестезией, как в амбулаторных, так в стационарных условиях.

Ультразвуковая кавитация разрушает биопленки на ране, что невозможно традиционными способами очистки ран. Удаления некротических масс и омертвевших тканей происходит без повреждения здоровых тканей. Все это способствует очищение раневого ложе, стимуляция грануляции и эпителизации раны.

Дополнительное орошение струей солевым раствором под высоким давлением убыстряет процесс очистки ран, а аспирация отработанного раствора и фрагментированных некротических масс дает возможность избежать повторной контаминации.

[1] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Кавитационный метод CareMaster. Основные показания

- Острые раны: инфицированные раны различного генеза, послеоперационные осложненные раны, ожоги, при закрытии раневых дефектов пластическими методами;
- Хронические раны: трофические язвы нижних конечностей, пролежни, диабетическая стопа, свищи.

Конфигурации ультразвуковой системы CareMaster для очистки ран

Аппарат ультразвуковой кавитации выпускается в 3 конфигурациях.

- CareMaster H базовая модель аппарата для ультразвукового дебридмента ран. Опционально тележка для работы в условиях стационара, ножная педаль управления.
- CareMaster G аппарат для кавитационной очистки ран с ирригационным модулем. Очищение ран проводится струей солевого раствора при давлении 0,65 МПа (максимально). Опционально тележка для работы в условиях стационара, ножная педаль управления.
- CareMaster E аппарат для кавитационной очистки ран с ирригационным и аспирационными модулями. Дополнительное оснащение аспирационным модулем упрощает работу и снижает риск повторной бактериальной контаминации. Опционально тележка для работы в условиях стационара, ножная педаль управления.

Особенности системы CareMaster для ультразвукового дебримента ран

- Сенсорный экран с панелью управления диагональю 10.4 дюймов;
- Ручка регулировка мощности воздействия на передней панели прибора;
- Рабочая частота ультразвуку 25 кГц, оптимальные показатели для процедур кавитации;
- Скорость потока солевого раствора 40 мл/мин;
- Максимальное давление при ирригации солевым раствором 0,65 МПа;
- Диапазон отрицательного давления 80 100кПА при аспирации;
- Эргономичная рукоятка ультразвукового инструмента;
- Ножная педаль управления.

Кавитационная система CareMaster - современные технологии в лечении острых и хронических ран.

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року