



Лазерна платформа Light-EVO

лінійка неодимових/олександритовий лазерів



Лазерна установка Light-EVO - лінійка неодимових/олександритових лазерів з довжиною хвилі 532/755/1064/1320 нм для широкого спектра процедур естетичної медицини.

Лазери цієї серії спеціально розроблені для багатoproфільних косметологічних клінік і здатні замінити кілька традиційних систем.

Великий вибір наконечників, змінні й фіксовані розміри лікувальної плями дають можливість швидко й ефективно проводити вплив на всіх типах шкіри.

Лазери Light-EVO спеціально оснащуються портом Twain, що дає можливість модернізувати систему до ербієвого лазера з випромінюванням 2940, а також використовувати IPL-насадку.

Light-EVO - ніяких обмежень.

- **LIGHT A & DOMINO.** Імпульсний олександритовий лазер з довжиною хвилі 755 нм.

Показання: видалення волосся і пігментних плям на всіх фототипах шкіри.


- **LIGHT B.** Імпульсний неодимовий лазер з довжиною хвилі 1064 і 1320 нм.

Показання: видалення волосся і пігментних плям на всіх фототипах шкіри, омолодження, лікування акне, захворювання нігтів і стоп.

- **LIGHT A STAR.** Комбінація лазерних систем Light A, Domino, Light B
- **LIGHT C.** Імпульсний неодимовий лазер з довжиною хвилі 532, 1064 та 1320 нм.

Показання: видалення волосся і пігментних плям на всіх фототипах шкіри, омолодження, лікування акне, захворювання нігтів і стоп, покращене видалення поверхневий і глибоких пігментних плям.

- **LIGHT 4V.** Чотири хвилі в одній установці! Імпульсний олександритовий лазер з довжиною хвилі 755 нм, імпульсний неодимовий лазер з довжиною хвилі 532, 1064 та 1320 нм.

**Імпульсний лазер Alexandrite 755 нм — досконалість лазерної епіляції.**

Оскільки видалення небажаного волосся є однією з найбільш популярною процедурою на ринку естетичної медицини, лікарі-косметологи мають потребу в потужному універсальному інструменті для епіляції.

Модифікація DOMINO з лінійки лазерів Light-EVO являє собою олександритовий лазер нового покоління, максимально адаптований для проведення безпечної й ефективної епіляції.

Головним хромоформом хвилі довжиною 755 нм є меланін, який розташований в волосяному фолікулі. Потужний імпульс олександритового лазера викликає нагрів і руйнування волоссяної цибулини.

Користувачеві доступні набір наконечників з розміром лікувальної плями до 18 мм. При цьому всі наконечники оснащені системою автоматичного розпізнавання плями.



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Для охолодження шкіри й підвищення комфорту пацієнта апарат може комплектуватися як контактними кріосистемами, так і насадкою повітряного охолодження.

Light-EVO. Думка професіоналів.

«У нашому косметологічному центрі ми використовуємо лазер EVO Light для усунення косметологічних недоліків, викликаних сонцем, лікування гіперпигментації й поліпшення текстури шкіри. Вже після першої процедури пацієнт помічає поліпшення ... »

Доктор-дерматолог Кельнер (Koehler), центр естетичної медицини Eastern Shore Cosmetic Surgery, Алабама, США

«Процедури ефективні, рентабельні та безпечні. Найголовніше, що немає витратних матеріалів ... Мені більше нічого не потрібно ».

Доктор-дерматолог Шон Бранч (Sean Branch), Флорида, США

«Це більш економічно вигідно. Ми платимо за один пристрій, замість 5-6 приладів»

Доктор-дерматолог Девід Хершталь (David H. Herschthal), США

Лазерна установка Light-EVO - швидке повернення ваших інвестицій.