



## Аппарат ударно-волновой терапии Slimspec

*ударно-волновая система для лечения целлюлита и проведения безоперационного контурирования и моделирования тела*



Аппарат Slimspec – ударно-волновая система для косметологии и эстетической медицины, используется в лечении целлюлита и проведении безоперационного контурирования и моделирования тела.

### **Medispec – эксперт в области ударно-волновых технологий.**

Компания Medispec Ltd работает в области ударно-волновых технологий более 25 лет. За это время она стала одним из лидеров в разработке и производстве оборудования ударно-волновой терапии для урологии, кардиологии, андрологии и ортопедии.

Для эстетической медицины компания предлагает аппарат Slimspec. Для устранения косметологических недостатков лица и тела используется акустическая радиальная волна со специально подобранной формой и мощностью. Аппарат имеет компактные размеры и дружелюбный интерфейс, прост в эксплуатации. Широкий диапазон настроек воздействия дает возможность индивидуально подойти к каждому пациенту. Прибор можно использовать как в клиниках эстетической медицины и салонах красоты, так и в домашних условиях.

### **Slimspec – надежный и видимый результат.**

- Мягкое и видимое улучшение текстуры и рельефа кожи после нескольких сеансов;
- Увеличение упругости & лифтинга кожи;
- Безоперационная коррекция фигуры;
- Длительный эффект (до 6 месяцев после курсов лечения);
- Безболезненная и неинвазивная процедура без побочных эффектов;
- Без реабилитационного периода;
- Соответствие международным стандартам FDA и CE.

### **Акустическая радиальная ударно-волновая технология – мягкое давление Slimspec.**

Радиальные волны Slimspec – акустические нефокусированные волны низкого давления, которые генерируются электромагнитным аппликатором. Радиальный или сферический тип ударной волны охватывает и оказывает терапевтический эффект на больших площадях.



При этом глубина проникновения составляет от 0.1 до 3 сантиметров - идеальная глубина для достижения оптимального косметологического эффекта без каких-либо побочных действий. Форма аппликатора максимально адаптирована для работы в различных анатомических регионах – живот, ягодицы, бедра, руки и ноги. Мощность воздействия составляет от 60 до 120 Дж при частоте импульсов от 7 или 10 МГц.

### **Slimspec. Область использования**

- Лечение целлюлита;
- Контурирование тела;
- Уменьшение локальных жировых отложений;
- Укрепление мышц;
- Глубокий массаж;
- Лимфодренаж;
- Улучшение тургора и эластичности кожи;
- Лечение растяжек.

### **Slimspec. Как работает радиальная акустическая волна?**

Акустические радиальные волны вызывают незамедлительный эффект в мягких тканях. Под воздействием ударной волны происходит увеличение метаболической активности, усиление микрокровотока и оттока лимфы, ускорение выведения продуктов распада.

На клеточном уровне происходит увеличение проницаемости оболочки, особенно в жировых клетках, высвобождение и дренирование лишней жидкости. На макроуровне происходит уменьшение отечности и пастозности ткани, увеличение тургора. Видимое косметологическое улучшение заметно уже после первого сеанса.

**Slimspec - прекрасный клинический результат и счастливый пациент.**