




## **Аппарат RF лифтинга Rinnova Plus Frax**

*аппарат RF лифтинга для салонов красоты и клиник эстетической медицины*



Аппарат Rinnova Plus Frax – аппарат RF лифтинга для салонов красоты и клиник эстетической медицины на основе монополярного, биполярного и фракционного радиочастотного излучения.

**Rinnova Plus Frax – исключительный результат и длительный эффект мультирежимного воздействия.**

Конструкторы ITS group поставили перед собой амбициозную цель – создать мощный и функциональный прибор, который дает стабильный и гарантированный результат. И это им удалось!

В Rinnova Plus Frax используются 3 разновидности радиочастотного излучения. Монополярный режим излучения с 2 частотами воздействует на глубокие слои дермы, биполярный режим влияет на поверхностные слои, обеспечивая незамедлительный лифтинг.

Фракционный режим позволяет работать с мелкими мышцами лица, разглаживать мелкие морщины, показывать замечательный результат в процедурах безоперационного контурирования лица.

### **Как работает аппарат RF лифтинга Rinnova Plus Frax?**

В аппарате Rinnova Plus Frax от ITS Group используется принцип емкостной/резистивной диатермии: индуцированная энергия вызывает быстрое повышение температуры биологических тканей.

Глубокий и равномерный нагрев создает эффект лифтинга благодаря сокращению коллагеновых волокон и стимуляции образованию фибробластов.

Аппликатор ITS Group излучает 6 миллионов разрядов энергии в секунду, которая разделяется на фракции, проходя через специальную матрицу. Температура ткани повышается до 63 градусов по Цельсию в течение короткого промежутка времени. Такой температурный режим вызывает полную денатурацию волокон коллагена. Микротоочечное воздействие приводит к поверхностной и глубокой перестройке и изменению текстуры кожи

### **Инновационные технологии Rinnova Plus Frax**

Не секрет, что в большинстве аппаратов RF лифтинга экономсегмента имеется существенный




недостаток, а именно - чрезмерный нагрев электродов. Это связано с неправильной системой подачи энергии. Сильный нагрев электрода приводит к снижению эффективности и комфорта, повышению уровня побочных явлений.

Аппаратное и программное обеспечение Rinnova Plus Frax идеально сбалансировано. Внутреннее сопротивление электрода практически аналогично импедансу кожи, что обеспечивает максимальную передачу энергии в обрабатываемую область с максимальной эффективностью и безопасностью.

Только с аппаратом Rinnova Plus Frax можно использовать эксклюзивные схемы лечения и режимы воздействия, которые сочетают высокую производительность с комфортом.

### **Фракционная технология Rinnova Plus Frax - это то, что вы искали.**

Возможности и функционал нового фракционного датчика дают возможность по-новому взглянуть на методику диатермии лица. Одновременное воздействие на глубокие и поверхностные слои дермы, полная реструктуризация текстуры кожи позволяет добиться чрезвычайных результатов в процедурах фейс-лифтинга и контурирования всего за несколько сеансов.



### **Rinnova Plus Frax - одна технология и множество возможностей**

Монополярные, биполярные, фракционные аппликаторы Rinnova Plus Frax имеют разные размеры и могут использоваться для обработки тела и лица. В стандартный комплект входит 6 монополярных электродов (диаметр 30, 40, 50, 60, 70 и 80 мм), наконечник для обработки деликатных зон, 1 биполярный ручной аппликатор, фракционный аппликатор с 3 сменными головкам, площадью 12 x 12 мм, 20 x 20 мм, 45 x 45 мм.



#### **Почему выбирают Rinnova Plus Frax?**

- Быстрые и удобные процедуры: средняя продолжительность 20 минут;
- Мгновенный эффект лифтинга благодаря наличию биполярного режима;
- Простой и интуитивно понятный сенсорный экран с заранее установленными протоколами и возможностью создания собственных;
- Широкий набор аппликаторов для лица и тела;
- Европейское качество и протоколы воздействия.