## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

# **Аппарат магнитной терапии МGP**

Аппарат магнитной терапии MGP предназначен для профессионального использования в отделениях физиотерапии и реабилитации



Аппарат магнитной терапии MGP предназначен для профессионального использования в отделениях физиотерапии и реабилитации. Терапевтический эффект заключается в ускорении процессов заживления и снятии болевого синдрома в зоне воздействия.

Устройство генерируют низкочастотные магнитные поля ELF (Extremely Low Frequency), которые воздействуют на все биологические ткани: от эпителия до костных структур. Процедура эффективна как для поверхностных, так и для глубоких слоев.

Магнитное поле не вызывает термические изменения материала, что дает возможность использовать метод при наличии пластин во время остеосинтеза и эндопротезов.

Управление основными параметрами производиться при помощи ручки, клавиш и на сенсорном дисплее. Программный интерфейс максимально упрощен. Модернизация программного обеспечения и обмен данным проводить через USB порт.

В зависимости от конфигурации аппарат комплектуется: аппликатор-пластина, аппликатор-наконечник для импульсной магнитотерапии, соленоид 24 см, соленоид 50 см и соленоид 60 см.

### Аппарат предлагаться в нескольких конфигурациях:

- МGP-1. Одновременное подключение 2 плоских и 1 цилиндрического аппликаторов.
- MGP-2. Одновременное подключение 2 плоских и 2 цилиндрических аппликаторов.
- МGP-3P. Одновременное подключение 2 плоских и 1 наконечный аппликаторов.

Магнитотерапия MGP — современные технологии в физиотерапии и реабилитации.

#### Технические характеристики

- Максимальная интенсивность магнитного поля: 10 мТ
- Максимальная интенсивность импульса магнитного поля: 1 Т
- Диапазон частот: 2 100 Гц

[1] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року

## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

• Диапазон частот импульсов: 0.5 - 5 Гц

Длительность импульса: 1мс
Источник питания: 220 Вт/60 Гц
Размер: 170 х 315 х 390 мм

• Bec: 3,5 кг (7 кг устройство MGP-3P)

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року