



Компрессионная система BTL-6000 Lymphastim 12 Easy

Инновационная система BTL для лечения застоя лимфы методом прессотерапии



BTL-6000 Lymphastim 12 Easy – инновационная система BTL для лечения застоя лимфы методом прессотерапии в медицинских и эстетических целях.

Лимфатическая система производит удаление лишней тканевой жидкости. Она ответственная за поглощение и транспортировку жиров и жирные кислоты к кровеносным сосудам, а также переносит белые тельца кровеносной системы в ткани. Различная патология костно-мышечной системы вызывает нарушение и застой лимфы, что вызывает отек, увеличение объема и прочие симптомы.

Физиотерапевтический прибор BTL-6000 Lymphastim 12 Easy поможет избавиться от множества проблем, которые значительно влияют на качество жизни. Аппарат работает на основе пневматической прессотерапии. Аппликаторы обеспечивают массаж, стимулирующий циркуляцию лимфы в заданных областях. Этот процесс очень схож с качественным мануальным массажем. Наиболее хорошо прибор BTL-6000 Lymphastim 12 Easy зарекомендовал при таких проблемах как хронические отеки, целлюлит, венозная недостаточность, при синдроме тяжелых ног, профилактика варикозных вен, артроз, подагра и многих других заболеваниях и косметологических проблем.

Функциональные особенности

- Высококачественные удобные, аппликаторы
- Удобная застежка молния
- Практичные соединители позволяют легко сменять аппликаторы
- Идентификация аппликатора происходит в автоматическом режиме.
- Широкий спектр различных аппликаторов – аппликатор на 10 и 5 секций, брюки аппликатор на 22 и 11 секций, аппликаторы для рук на 8 и 6 секций
- Автоматическая эвакуация воздуха после терапевтического сеанса Застежки, которые помогают увеличивать и уменьшать площадь рукава
- Микропроцессорная система управления давлением

Технические особенности

- 12 активных каналов
- Сенсорный канал управления



- Електронная энциклопедия с детальными инструкциями
- Предустановленные терапевтические протоколы
- Возможность создания индивидуальных протоколов лечения
- Регулировка давления в диапазоне от 20 до 160 мм ртутного столба
- Регулировка давления в каждой секции
- Все данные терапевтического сеанса высвечиваются на экране

Характеристики:

- Интерфейс пользователя: **светодиодные цифры;**
- Установка давления: **20 -160 мм. рт.ст.;**
- Градиент: **0, 10, 20, 30%;**
- Запрограммированные протоколы: **8;**
- Число каналов: **«Lymphastim 6 Easy» - 6, «Lymphastim 12 Easy» - 12**