



## Компресійна система BTL-6000 Lymphastim 12 Easy

Інноваційна система BTL для лікування застою лімфи методом пресотерапії



**BTL-6000 Lymphastim 12 Easy** - інноваційна система BTL для лікування застою лімфи методом пресотерапії в медичних і естетичних цілях.

Лімфатична система виробляє видалення зайвої тканинної рідини. Вона відповідальна за поглинання і транспортування жирів і жирні кислоти до кровоносних судин, а також переносить білі тільця кровоносної системи в тканини. Різна патологія кістково-м'язової системи викликає порушення і застій лімфи, що викликає набряк, збільшення обсягу та інші симптоми.

Фізіотерапевтичний прилад BTL-6000 Lymphastim 12 Easy допоможе позбутися від безлічі проблем, які значно впливають на якість життя. Апарат працює на основі пневматичної пресотерапії. Аплікатори забезпечують масаж, що стимулює циркуляцію лімфи в заданих областях. Цей процес дуже схожий з якісним мануальним масажем. Найкраще прилад BTL-6000 Lymphastim 12 Easy зарекомендував при таких проблемах як хронічні набряки, целюліт, венозна недостатність, при синдромі важких ніг, профілактика варикозних вен, артроз, подагра і багатьох інших захворюваннях і косметологічних проблем. **Функціональні особливості**

- Високоякісні зручні, аплікатори
- Зручна застібка блискавка
- Практичні з'єднувачі дозволяють легко змінювати аплікатори
- Ідентифікація аплікатора відбувається в автоматичному режимі.
- Широкий спектр різних аплікаторів - аплікатор на 10 і 5 секцій, штани аплікатор на 22 й 11 секцій, аплікатори для рук на 8 і 6 секцій
- Автоматична евакуація повітря після терапевтичного сеансу Застібки, які допомагають збільшувати та зменшувати площу рукава
- Мікропроцесорна система управління тиску

### Технічні особливості

- 12 активних каналів
- Сенсорний канал управління
- Електронна енциклопедія з детальними інструкціями
- Попередньо терапевтичні протоколи



- Можливість створення індивідуальних протоколів лікування
- Регулювання тиску в діапазоні від 20 до 160 мм ртутного стовпа
- Регулювання тиску в кожній секції
- Всі дані терапевтичного сеансу висвічуються на екрані

---

#### Характеристики:

- Інтерфейс користувача: **світлодіодні цифри;**
- Встановлення тиску: **20 -160 мм. рт.ст.;**
- Градієнт: **0, 10, 20, 30%;**
- Запрограмовані протоколи: **8;**
- Число каналів: **«Lymphastim 6 Easy» - 6, «Lymphastim 12 Easy» - 12**