



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.  
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.  
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23  
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua  
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## Щипцы с зазубренными чашечками и центральным шипом

Биопсийные щипцы с зазубренными чашечками и центральным шипом



Одноразовые биопсийные щипцы для гибкой эндоскопии с зазубренными чашечками и центральным шипом. Такая комбинированная конструкция гарантирует проведение качественной и быстрой щипцовой биопсии. Шип обеспечивает надежную локализацию и фиксацию щипцов, а зазубренные края чашечек производят эффективный захват и отсечение частей ткани для гистологического анализа.

Щипцы сделаны из медицинской стали и готовы к работе. Манипуляции брашнами производится с помощью пластиковой рукоятки. Щипцы имеет несколько модификаций, что дает возможность подобрать оптимальный вариант для каждой клинической области. Гибкая составляющая щипцов покрыта изолирующей оболочкой. Горящие щипцы позволяют проводить забор образца с проведением незначительных хирургических вмешательств.