## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## Дефибриллятор RESCURE LIFE 9

бифазный дефибриллятор-монитор с цветным LCD дисплеем диагональю 8.4 дюймов и модулями наблюдениями за жизненно важными показателями, включая капнографический модуль.



Дефибриллятор RESCURE LIFE 9 – бифазный дефибриллятор-монитор с цветным LCD дисплеем диагональю 8.4 дюймов и модулями наблюдениями за жизненно важными показателями, включая капнографический модуль.

RESCURE LIFE 9 принадлежит к последнему поколению дефибрилляторов с монитором производства компании Progetti, более 25 лет работающей на рынке медицинского оборудования для интенсивной терапии.

Прибор максимально адаптирован к проведению реанимационных мероприятий как в условиях стационара, так и на выездах: крепкий корпус, ударопрочный дисплей с 8.4 дюймовым экраном, мощный аккумулятор на 5 часов непрерывной работы.

Дефибриллятор предлагается в нескольких конфигурациях, что позволяет пользователю подобрать модель, оптимально подходящую для выполнения клинических задач.

RESCURE LIFE 9 может дополнительно комплектоваться: модулем регистрации ЭКГ на 12 отведений, работа в режиме автоматического внешнего дефибриллятора с голосовыми подсказками, внешним кардиостимулятором, модуль пульсооксиметрии и неинвазивного измерения давления, датчик температуры и капнографом (опцией, недоступной в предыдущих моделях).

Цветной дисплей с высоким разрешением отображает основные графические и цифровые показатели, а также уровень зарядки аккумулятора. Режим автоматического тестирования проверяет все функции устройства, состояние и заряд аккумулятора, систему разряда.

Модуль ЭКГ оснащен системой фильтров, позволяющих работать в 2 режимах: диагностический и мониторинговый. При диагностическом режиме обработка ЭКГ сигнала и интерпретация рассчитана на профессионального медицинского работника. При режиме мониторинга система фильтров отклоняет большинство артефактов, вызванных движениями и дыханием пациента.

Устройство имеет простой и понятный интерфейс управления. Изменение и доступ к основным настройкам осуществляется функциональными клавишами и ручкой. Внутренняя память позволяет

## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

фиксировать данные ЭКГ и события. Принтер выполняет печать в автоматическом и ручном режимах.

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року