



Александритовый лазер LIGHT A

лазер для проведения процедур удаления нежелательных волос и доброкачественных новообразований



LIGHT A - александритовый лазер с длиной волны 755 нм для проведения процедур удаления нежелательных волос и доброкачественных новообразований на всех фототипах кожи.

Поскольку удаление нежелательных волос является одной из самых популярных процедур на рынке эстетической медицины, врачи-косметологи нуждаются в мощном универсальном инструменте для эпиляции.

Лазер LIGHT A из линейки [Light-EVO](#) представляет собой александритовый лазер нового поколения, максимально адаптирован для проведения безопасной и действенной эпиляции.

Главным хромофором волны длиной 755 нм является меланин, который расположен в волосяном фолликуле. Мощный импульс александритового лазера вызывает нагрев и разрушение волосяной луковицы.

Пользователю доступны набор наконечников с размером лечебного пятна до 18 мм. При этом все наконечники оснащены системой автоматического распознавания пятна.

Для охлаждения кожи и повышения комфорта пациента аппарат может комплектоваться как контактными крио-системами, так насадкой воздушного охлаждения.

Насадки TWAIN - новые возможности для клиника эстетической медицины.

- **TWAIN 2940.** Наконечник для эрбиевого лазера с длиной волны 2940 нм для фракционных и абляционных дерматологических процедур. Эта длина волны лазера удаляет слои кожи с минимальными термическими повреждениями.

При соответствующей настройке импульса можно создать тепловой эффект, вызывающий усадку коллагена. Фракционные процедуры предназначены для эффективного улучшения текстуры кожи.

- **TWAIN IPL.** Методика IPL основана на использовании энергии широкополосного света с длиной волны 500-1200 нм.



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Высокоинтенсивные световые импульсы избирательно влияют на хромофоры кожи, в которых вследствие поглощения и последующего интенсивного нагрева происходит "селективный фототермолиз". Эта технология получила заслуженное признание во всем мире как метод эффективного лечения фотоповреждения или фотостарения кожи.

TWAIN IPL работает в режиме одиночного импульса, или в пакетном режиме (импульсное излучение, состоящее из нескольких субимпульсов с переменной задержкой), что позволяет избежать теплового повреждения окружающих областей.

LIGHT A - совершенство современных лазерных технологий.