



## Неодимовый лазер ULTRALIGHT

*неодимовый лазер с модулятором добротности и длиной волны 1064/532 нм*



**ULTRALIGHT** - неодимовый лазер с модулятором добротности и длиной волны 532/1064 нм.

### **Q-Plus. Модулятор добротности.**

Импульсный режим с использованием модулятора добротности дает возможность формировать короткие импульсы (6 нс) с большой пиковой мощностью, что обеспечивает высокий фотоакустический эффект при минимальном воздействии на окружающие ткани.

В результате чего, татуировки и пигментация кожи разрушаются на мелкие частицы, которые удаляются естественным способом.

### **ULTRALIGHT - два режима воздействия.**

**Лазер ULTRALIGHT** - мощная технология модулятором добротности, что дает возможность адаптировать воздействие к индивидуальным особенностям каждого клиента и обеспечить максимальную универсальность.

При этом, в лазерной системе возможны 2 режима воздействия: чистый режим модулятора добротности и импульсный режим.

Такой подход Quanta System дает большие преимущества на рынке лазеров эстетической медицины с модулятором добротности, поскольку избавляет от использования неэффективных расходных наконечников на красителях.

### **Насадка OPTIBEAM II**

Оптика насадки OPTIBEAM II от Quanta system позволяет создавать идеальное однородное лечебное пятно. Гомогенность падающего света обеспечивает отсутствие «горячих зон», дополнительного перекрытия и укорочение времени процедуры

Наконечник формирует квадратную форму лечебного пятна. Как показывают клинически исследования, подобная форма зоны воздействия значительно эффективней овальной, которая традиционно



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: [info@medexim.ua](mailto:info@medexim.ua) сайт: [medexim.ua](http://medexim.ua)

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

---

используются в лазерных платформах.

При смене наконечника лазерная платформа автоматически распознает размеры зоны воздействия и производит настройку оптимального уровня энергии.

### **ULTRALIGHT. Показания.**

- Удаление доброкачественных пигментированных новообразований
- Удаление татуировок (черного, синего, коричневого, красного, оранжевого, желтого и фиолетового цвета)
- Осветление нежелательных волос
- Омоложение кожи
- Аллергические состояния стопы (кожа и ногти).