



## ЛОР установка Europa Basic

*базовая модель рабочего места ЛОР врача линейки Европа*



ЛОР-установка используется для проведения диагностических и терапевтических процедур в области отоларингологии в медицинских учреждениях общего и специализированного профиля с большим потоком пациентов и возможностью проведения несложных операционных вмешательств.

ЛОР-комбайн Europa Basic имеет оптимальный размер, что позволяет не только эргономично разместить все компоненты, но и обеспечить широкий выбор возможностей хранения инструментов.

Ящики для хранения широко открываются и снабжены системой мягкого закрытия. Лотки для инструментов размещены на трех уровнях, что упрощает работу врача-отоларинголога при выполнении различных диагностических и лечебных манипуляций.

Электронная панель позволяет контролировать важнейшие параметры при приеме пациентов: температуру промывочной воды, уровень давления воздуха и вакуума.

ЛОР комбайн этой модели является самой популярной моделью, поскольку предлагают максимальные базовые возможности с индивидуальной гибкой комплектацией.

### **Europa Basic. Стандартная комплектация**

- Высококачественный корпус из листовой стали, оцинкованной электролитическим методом
- Мобильный блок с основанием из нержавеющей стали, антистатические сверхпрочные колесики
- Электронная система управления и индикации: прочная, удобная стеклянная панель управления с сенсорными функциональными клавишами
- Держатель инструментов для орошения, сжатого воздуха и аспирации
- Встроенный быстрый подогреватель зеркал с вентилятором
- 4 выдвижных ящика с системой мягкого закрытия
- 3 держателя для жестких эндоскопов с защитным силиконовым адаптером
- 2 уровня инструментов с лотками для инструментов из нержавеющей стали
- Меламиновый лоток для инструментов с силиконовой вставкой
- Корзина для отходов, открываемая с помощью ножной педали
- Крышка для инструментов из погружаемого за шкаф акрилового стекла
- Выдвижной письменный/подготовительный стол с поверхностью из нержавеющей стали



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: [info@medexim.ua](mailto:info@medexim.ua) сайт: [medexim.ua](http://medexim.ua)

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- 
- Регулятор вакуума для точной настройки
  - Блок сжатого воздуха: компрессор (безмасляный, 12 л/мин, макс. 2,5 бар), ресивер из нержавеющей стали, хромированная ручка для сжатого воздуха, антибактериальная трубка со быстроразъемным соединением, в комплекте 3 небулайзера для лекарств и держатель для распылителей из нержавеющей стали
  - Клапан подачи сжатого воздуха для точной дозировки (необходим для маневра Политцера или педиатрической отоларингологии)