



## ЛОР установка Europa Basic

базова модель робочого місця ЛОР лікаря лінійки Europa



ЛОР-установка використовується для проведення діагностичних і терапевтичних процедур у галузі отоларингології у медичних закладах загального та спеціалізованого профілю з великим потоком пацієнтів та можливістю проведення нескладних операційних утручань.

ЛОР-комбайн Europa Basic має оптимальний розмір, що дозволяє не тільки ергономічно розмістити всі компоненти, але й забезпечити широкий вибір можливостей для зберігання інструментів.

Ящики для зберігання широко відкриваються й оснащені системою м'якого закриття. Лотки для інструментів розміщені на трьох рівнях, що спрощує роботу лікаря-отоларинголога при виконанні різноманітних діагностичних й лікувальних маніпуляцій.

Електронна панель дозволяє контролювати найважливіші параметри при прийомі пацієнтів: температуру води для промивання, рівень тиску повітря та вакууму.

ЛОР комбайн цієї моделі являється найпопулярнішою моделлю, оскільки пропонують максимальні базові можливості з гнучкою індивідуальною комплектацією.

### Europa Basic. Стандартна комплектація

- Високоякісний корпус із листової сталі, оцинкованої електролітичним методом
- Мобільний блок з основою з нержавіючої сталі, антистатичні надміцні коліщатка
- Електронна система управління та індикації: міцна, зручна скляна панель управління з сенсорними функціональними клавішами
- Тримач інструментів для зрошення, стисненого повітря та аспірації
- Вбудований швидкий підігрівач дзеркал, з вентилятором
- 4 висувні шухляди з системою м'якого закриття
- 3 тримачі для використаних жорстких ендоскопів із захисним силіконовим адаптером
- 2 рівні інструментів з лотками для інструментів з нержавіючої сталі
- Меламіновий лоток для використаних інструментів з силіконовою вставкою
- Кошик для відходів, що відкривається за допомогою ножної педалі
- Кришка для інструментів з акрилового скла, що занурюється за шафу
- Висувний письмовий/ підготовчий стіл з поверхнею з нержавіючої сталі



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- 
- Регулятор вакууму для точного налаштування
  - Блок стисненого повітря: компресор (безмасляний, 12 л/ хв, макс. 2,5 бар), ресивер з нержавіючої сталі, хромована ручка для стисненого повітря, антибактеріальна трубка зі швидкороз'ємним з'єднанням, в комплекті 3 небулайзери для ліків та тримач для розпилювачів з нержавіючої сталі
  - Клапан подачі стисненого повітря для точного дозування (необхідний для маневру Політцера або педіатричній отоларингології)