## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## Инфузионный насос KL-8052N

инфузионный перистальтический насос со встроенным термостатом для проведения длительного и контролируемого введения лекарственных средств



Инфузионный насос KL-8052N – инфузионный перистальтический насос со встроенным термостатом для проведения длительного и контролируемого введения лекарственных средств взрослым и детям в стационаре, амбулаторных условиях, при транспортировке пациентов.

Инфузоматор данной модели обеспечивает плавную и равномерную инфузию в сочетании высокой безопасностью и функциональностью. Четкие и понятные цифровые данные о параметрах введении лекарственных препаратов облегчают эксплуатацию прибора в любых условиях.

Программирование основных параметров инфузии проводится нажатием нескольких кнопок. Уровень заряда, подключение к источникам питания и причины тревоги отображаются на передней панели инфузионной помпы.

## Программируемый инфузоматор KL-8052N. Особенности.

- Компактный размер и малый вес
- Совместим со всеми типами инфузионных наборов IV класса
- Низкий шум работы перистальтического мотора
- Ультразвуковой детектор улавливания воздушных пузырьков
- Легко программируемые объем и скорость инфузии на передней панели прибора
- Точная настройка скорости введения
- Специальная конструкция перистальческого механизма обеспечивает постоянство введения даже при малых доза и низких скоростях инфузии
- Показания объема инфузии можно очистить простым нажатием клавиши CLEAR
- Звуковая и визуальная системы тревоги
- Сигнал тревоги включается повторно через 2 минуты после выключения, если не была устранена причина
- Шаг скорости потока составляет 0.1 мл/ч
- После окончания инфузии аппарат продолжает работать в режиме «открытой вены» (сохранение проходимости катетера)
- При открытии дверцы перекрывание трубки инфузионной системы происходит автоматически
- Встроенный аккумулятор дает возможность транспортировать пациента без прекращения

## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

инфузии

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року