



Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Наборы для интубации LTI

Линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок



Наборы для интубации LTI – линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок.

Ларингоскоп является незаменимым инструментом: при оказании первой медицинской помощи в угрожающих жизни пациента состояниях, проведении реанимационных мероприятий и плановой интубации во время оперативных вмешательств. Поэтому медицинский инструмент для ларингоскопии и интубации должен соответствовать самым высоким стандартам, когда счет идет на секунды.

Ларингоскоп LTI являются идеальным партнером в спасении жизни пациента. Инновационная система освещения, фиброоптика, эргономичная форма рукоятки и клинка сводят к минимуму риск несостоявшейся интубации трахеи.

Широкий ассортимент дает возможность выбрать инструмент с оптимальной ценой, необходимой функциональностью и надежностью. В большинстве моделей используется светодиодная системы освещения, которая дает возможность увеличить освещенность на 70%, по сравнению с традиционными источниками света. Фиброоптический кабель обеспечивает передачу светового потока без потери мощности.

Несколько видов клинков в каждом наборе дает возможность проводить манипуляцию и обследованию даже в анатомически сложных пациентов. Клинки сделаны из нержавеющей стали высоких сортов, устойчивой к высокой температуре и химическим веществам.

Источником света может служить как одноразовая батарейка, так и аккумулятор. По выбору пользователя ларингоскоп может комплектовать рукояткой малого, среднего и большого размера.

Ларингоскопы LTI - всегда успешная интубация!

Категории	Технические	Комплектация	Фото
	характеристики		
Ларингоскоп LTI 7000	• Изогнутый клинок	твердый кейс,	
	• Подвижный	батареечная рукоятка, 2	

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

	наконечник клинка клинка (LTI 7000.3, LTI Светодиодная система освещения Диаметр светодиодной лампы 4 мм Фиброоптический световод Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний Источник питания – 2 батарейки типа С
Ларингоскоп LTI 7001	• Изогнутый клинок • Светодиодная система система освещения (LTI 7000.1, LTI 7000.2, LTI 7000.3, LTI 7000.4) • Встроенный фиброоптический световод диаметром 4.3 мм • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний (Источник питания – 2 батарейки типа С
Ларингоскоп LTI 6006	 Изогнутый клинок Светодиодная система освещения Фиброоптический световод, диаметр 3.5 мм Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний Источник питания - 2 батарейки типа С Светодиодная батареечная рукоятка (средняя, зеленый стандарт), 6 клинков (LTI 6006.0, LTI 6006.0, LTI 6006.0, LTI 6006.2, LTI 6006.4)
Традиционный ларингоскоп LTI 6004	 Изогнутый клинок Светодиодная система освещения Светодиодная лампочка 2.5 В Батареечная рукоятка из нержавейки, размер малый батареечная рукоятка, 1 клинк (LTI 6004.00) клинк (LTI 6004.00) клинк (LTI 6004.00)

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

• Источник питания – 2 батарейки типа	
AA	

[3] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року