



Лінійка лазерних платформ Duetto MT

серія лазерних установок на основі олександрита і недіома



Лазери Duetto MT (Mixed Technology) - серія лазерних установок нового покоління на основі олександрита і неодиму для епіляції на всіх фототипах шкіри, видалення судин і омолодження гібридним випромінюванням довжиною хвилі 755/1064 нм.

При проведенні процедур можливо використовувати як світлову хвилю однієї довжини, так і випромінювання декількох хвиль одночасно. Комбіноване й одночасне використання світлових хвиль різної довжини дає можливість виробити індивідуальну схему для кожного пацієнта для досягнення максимального результату без будь-яких побічних ефектів.

Гібридна (змішана) технологія в поєднанні з великою площею лікувальної плями, широким діапазоном зміни частоти та ширини лазерного імпульсу робить Duetto MT однією з найдосконаліших установок в косметології для видалення небажаного волосся, а додаткова комплектація насадками TWAIN перетворює апарат в універсальну лазерну установку.

Mixed Technology - дуєт двох хвиль.

Технологія гібридного випромінювання Quanta System заповнює весь діапазон процедур епіляції й видалення судинної патології на світлих і темних фототипах шкіри. Лікар-косметолог вибирає режим впливу (одна хвиля, одночасне або почерговий впливи двома хвилями), легко адаптує до індивідуальних особливостей пацієнта.

Клінічні дослідження довели, що одночасне використання двох хвиль показує відмінні результати в перманентному видаленні волосся при підвищеній безпеці. Патентована технологія дозволяє «змішувати» дві хвилі в один промінь з можливістю регулювання потоку енергії й тривалості імпульсу.

Синергія впливу двох хвиль повністю денатурує волоссяний фолікул, не зачіпаючи навколишні тканини навіть на темній шкірі. Завдяки зниженню потужності випромінювання епідермальна температура знижується до безпечних показників.

При видаленні судинної патології гібридна технологія гарантує найкращий результат за низькою енергією, а також різницю поглинання метагемоглобіном і гемоглобіном.



Duetto MT. Комфорт і безпека при всіх процедурах.

В основі ефективної лазерної епіляції лежить різке зростання температури у волосяному фолікулі. Чим вище рівень температури, тим більше шансів позбутися небажаного волосся назавжди.

Однак, велика кількість енергії може привести до цілого ряду ускладнень: біль при процедурі, опіки, небажана пігментація та інше. Охолодження оброблюваної зони розв'язує проблему перегріву навколишніх тканин при епіляції олександритовим лазером.

У лазерної установки Duetto MT можна використовувати 2 способи охолодження — контактним і безконтактним методами. У класичне руків'я інтегрована контактна площадка, яка забезпечує якісне охолодження глибоких шарів шкіри.

Наконечник Skin Cryo призначений для роботи з зовнішнім повітряним охолоджувальним пристроєм Cryo 6. Потік холодного повітря показує прекрасний результат при епіляції й роботі на поверхневих шарах шкіри.

Duetto MT. Епіляція і не тільки ...

Лазер Duetto MT є універсальним інструментом, який охоплює найбільш популярні процедури у сфері косметології та естетичної медицини. Багатофункціональність установки забезпечується не тільки великим спектром режимів і параметрами впливу, але і додатковими модулями.

- Конектор Twain. Універсальний конектор для підключення насадок Twain 2940 і Twain IPL;
- Насадка Twain 2940. Ербієвий лазер з довжиною хвилі 2940 нм розрахований на проведення процедур лазерного шліфування з мінімальними термічними ушкодженнями.
- Насадка Twain IPL. Інтенсивне імпульсне світло в 6 діапазонах і вбудованою контактною системою охолодження.

Лазери Duetto MT (Mixed Technology) - мелодія двох хвиль.