



Лазерна платформа Youlaser MT

CO2/галій-арсенідовий лазер 10600 та 1540 нм з Mixed Technology



Лазерна система Youlaser MT - CO2/галій-арсенідовий лазер 10600 і 1540 нм з можливістю послідовного або одночасного використання двох хвиль (Mixed Technology). Одночасне використання двох хвиль збільшує переваги кожного випромінювання, мінімізуючи побічні ефекти й скорочуючи тривалість сеансу.

Клінічні дослідження показують, що використання змішаної (гібридної) технології показує відмінні результати в омолодженні постарілої шкіри зі зморшками та пігментацією, а також в лікуванні атрофічних змін слизової оболонки (лазерна гінекологія).

Фракційний абляційний лазер або неабляційний лазер? Проблема вирішено!

Фахівці з естетичної медицини та лікарі-косметологи знають про переваги й недоліки цих двох типів лазерів для омолодження. Абляційні лазери показують швидші результати, але їх не можна використовувати для всіх груп пацієнтів через тривалий період реабілітації й великого ризику порушень пігментації.

Процедури на неабляційному лазері мають більш щадний характер для всіх типів шкіри, але для досягнення бажаного результату необхідні повторні курси лікування.

Тепер немає проблеми вибору між фракційним абляційним і неабляційними лазерами! Тепер є Youlaser MT!

Лазерна система Youlaser MT - це перший і єдиний лазер, який руйнує обмеження омолодження завдяки об'єднаному впливу абляційного вуглекислого (карбонового) і неабляційного галій-арсенідового лазера.

Інноваційний гібридний режим дозволяє підібрати схему лікування кожного пацієнта.

Youlaser MT. Омолодження і не тільки ...

Лазер Youlaser MT дозволяє обробляти однієї з двох хвиль або одним з трьох гібридних режимів для досягнення оптимального результату при процедурах омолодження.




Прилад можна використовувати в проведенні малоінвазивних операцій. Можливість працювати на частоті 2000 Гц в мікросекундних імпульсному режимі — це швидкий і чистий розріз без кровотечі. При необхідності апарат може комплектуватися різними хірургічним насадками.

MT - Mixed Technology. Механізм дії й результат.

Режими впливу на Youlaser MT дають можливість подавати лазерний промінь довжиною 1540 й 10600 нм в одній мікроточці послідовно або одночасно. Це дозволяє досягати балансу по глибині абляції й коагуляції для безпечного та ефективного впливу.

Також в цій лазерній системі доступна функція OptiSim, моделювання результатів абляції й коагуляції на запланованій ділянці до початку процедури. Що робить процедуру більш передбачуваною і без побічних ефектів.

Дієвість процедур Youlaser MT підтверджується гістологічними результатами. При дослідженні зразків режим фракційної абляції з мікроточки коагуляції за змішаною технологією показує повне відновлення шкіри через три дні!



Гібридний або змішаний режим впливу показує відчутний результат при лікуванні рубців акне і зморшок вже після першого сеансу, створюючи абляційний ефект без реабілітаційного періоду.

Ефективність хірургічного втручання на шкірі також зростає, завдяки більш точній та швидкій абляції й коагуляції.

Насадка Shelase - нове слово в лазерній гінекології.

Атрофія слизової піхви — це зменшення товщини природного колагену, зміна форми й структури слизової оболонки піхви, яке виникає в результаті вікових змін, а також після пологів. Така трансформація веде до погіршення якості сексуального життя, виникненню сечостатевого синдрому менопаузи й синдрому нетримання сечі.

Насадка Shelase і змішана технологія лазерів GaAs 1540 нм і CO₂ 10600 нм обробляє слизову, одночасно викликаючи неабляційний і абляційний ефекти. Лазерне випромінювання стимулює скорочення слизової оболонки й утворення нового колагену, відновлюючи нормальну еластичність піхви.

На відміну від інших подібних процедур, при лікуванні Shelase відбувається мінімальна контрольована абляція. При цьому хвиля неабляційного лазера проникає вглиб тканини, підсилюючи терапевтичний ефект. Завдяки змішаній технології і відсутності точкової кровотечі нема потреби в реабілітації.

Youlaser MT - новий стандарт в технології лазерного омолодження.