



Апарат оксигенотерапії Охурго Age

апарат для проведення безін'єкційної мезо- і оксигенотерапії



Апарат Охурго Age - високотехнічний апарат для проведення безін'єкційної мезотерапії та оксигенотерапії. Методика показує прекрасні результати в усуненні найбільш поширених порушень на шкірі обличчя, тіла і волосистої частини голови.

Кисень - дарує життя, це елемент, який необхідний кожній клітині нашого організму. Натуральний і ідеально біосумісний компонент проводить глибоке і поверхневе очищення, стимулює обмін речовин і прискорює регенераційні процеси. У косметологічних процедурах високого рівня Охурго Age кисень доступний в чистому вигляді.

Технологія Охурго Age - безпечний, перевірений метод, який ефективний для всіх типів шкіри, а додаткове використання космецевтики останнього покоління дозволяє домогтися здорової та пружної шкіри всього за одне відвідування косметологічного салону.

Охурго Age. Як це працює?

Дослідницька група ITS Group розробила інноваційний метод кисневої мезотерапії під назвою «киснева дермоінфузія», яка поєднує в собі переваги неінвазивних методик з ефективністю мікроін'єкцій біологічно активних речовин.

Блискучий результат в поліпшенні трофіки тканини досягається складною системою фільтрації, яка забезпечує доставляння чистого, практично 100% кисню, і комплектом нанотехнологічних сироваток.

Кисневий потік, насичений наночастинками, доставляється до поверхні шкіри зі швидкістю 3 літри у хвилину. Частинки глибоко проникають в тканину, викликаючи терапевтичний ефект. Синергічна дія кисню і косметологічних препаратів показує винятковий і тривалий результат.

Інноваційні технології Охурго Age.

Основою результативності технології безін'єкційної мезотерапії Охурго Age є вдосконалений фільтр цеоліту 4-го покоління. Мікропористий фільтр з кристалічною структурою виробляє гіпербаричний кисень у 96-98%.



Під час проведення процедури проводиться забір повітря, який пропускають через ламіновані пакети мінералів, відокремлюючи кисень від вуглекислого газу та азоту. Дана технологія фільтрації є самовідновлювальна й не потребує будь-якого технічного обслуговування.

Аерограф високої точності Охурго Аге.

Конструкція кисневого розпилювача (аерографа) дозволяє змішувати строго дозовану кількість кисню з сироваткою. Мікромеханічні властивості одержуваного потоку забезпечують максимальне проникнення мікрочастинок в глибокі шари дерми із запланованим терапевтичним ефектом. Аерограф оснащується флаконом об'ємом 5 мл. Абсолютний тиск кисню становить 1.8 бар.



Цифрові технології Охурго Аге.

Апарат безін'єкційної мезотерапії ITS оснащується цифровою мікрокамерою. Фото- і відеодокументування є простим способом в моніторингу стану пацієнта після проведеної процедури. Робота з отриманим зображенням проводиться за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Охурго Аге. **Сиворотки Охурго Аге.**

Нанотехнологічні сиворотки ITS спеціально розроблені для ідеальної синергії з киснем. Широкий спектр космецевтики дає можливість ефективно проводити омолоджуючі процедури й сеанси фейсліфтингу, позбавлятися від темних кіл навколо очей, пігментних плям і рубців після акне, а також проводити процедури для профілактики випадіння волосся, очищення при псоріазі й себорей, ремінералізації й

реструктуризації волосся.

Чому обирають Охурго Аге.

- Ефективно лікує широкий спектр косметологічних недоліків;
- Попередньо і програмовані протоколи впливу;
- Унікальна методика лікування століття;
- Мінімальні інвестиції з негайним поверненням;
- Цифрова камера для моніторингу за стан шкіри;
- Сумісність з широким спектром наноструктурованих сивороток;
- Простий і інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран управління з широким діапазоном настрійок;
- І ... щасливі клієнти!