



Косметологический комбайн Skin Master Plus

бьюти-комбайн на три базовые косметологические процедуры



Косметологический комбайн Skin Master Plus – многофункциональный бьюти-комбайн, объединяющий базовые косметологические процедуры по уходу за кожей, терапии морщин и устранению рубцов. В аппарате реализованы три методики – ультразвук с частотой 25 кГц, микротоки Лотти и игольчатый терапевтический лазер.

Пилинг. Skin Master Plus.

Мощный УЗ-аппликатор с поперечными и продольными ультразвуковыми волнами удаляет до 50% ороговевшего слоя и производит глубокую очистку кожи всего за один сеанс. Кроме того, кавитационные микропузырьки, возникающие в тканях под воздействием ультразвука, обладают бактерицидными свойствами и уничтожают все патогенные бактерии.

Ультразвуковой пилинг Skin Master Plus можно проводить на всех типах кожи, в любом возрасте, во все времена года. Уже после первого сеанса кожа становится шелковистой, упругой, имеет здоровый сияющий вид.

Увлажнение. Skin Master Plus.

Тусклый цвет, дряблая и обезвоженная кожа лица, шеи и декольте – первые признаки старения. После процедур пилинга Skin Master Plus обеспечивает глубокое увлажнение, способствует глубокому проникновению косметологических и лекарственных средств.

Восстановление и омоложение. Skin Master Plus.

Модифицированные микротоки Лотти (MLM) помогают справиться с первыми признаками увядания кожи. Микротоки являются мощным активатором местного обмена веществ. Они воздействуют на кожу, мышечную ткань, лимфатические и кровеносные микрососуды, стимулируют ионный обмен и трофику тканей. Это приводит к длительному лифтинг-эффекту и предупреждает образование морщин.

Аппарат комплектуется 2 типами аппликаторов – округлой и игольчатой формы. Аппликатор округлой формы предназначен для работы с большими площадями лица, шеи и зоны декольте. Игольчатый, или селективный аппликатор, рассчитан на работу с локальными областями и глубокими морщинами.



Глибокие морщины. Skin Master Plus.

Комбинируемое воздействие излучения маломощного лазера и микроигльчатых электродов вызывает асептическое воспаление, которое стимулирует процессы неоколлагеноза и образование фибробластов. Через несколько сеансов кожа приобретает прежнюю упругость и эластичность.

Уникальная система «лазер-микроиглы» позволяет избавиться от мелких морщин уже после первой процедуры, а глубина излома крупных морщин уменьшается после курса процедур.

Особенности. Skin Master Plus.

- Наиболее затребованные процедуры в одном аппарате
- Работает на все типах кожи, независимо от возраста и времени года
- Комбинируемое воздействие при процедурах омоложения
- Встроенные программы и индивидуальные настройки
- Экономическая эффективность и быстрая окупаемость
- Произведено в Европе

Skin Master Plus - УХОД И ОМОЛОЖЕНИЕ