



Автоклав А10В/А50В

новое поколение автоклавов класса В быстрой стерилизации



Автоклав А10В/А50В – новое поколение автоклавов класса В для быстрой стерилизации с объемом камеры 5/10 литров.

Быстрая и качественная стерилизация обеспечивается за счет технологий нового поколения - предварительной вакуумизации и вакуумной сушки. Инструмент готов к использованию через 11 минут после загрузки!

- Быстрота.** Вся программа стерилизации составляет 11 – 15 минут, включая трех разовую вакуумизацию, сам процесс стерилизации и сушку. В этот цикл входят функции «предварительной вакуумизации» и «вакуумной сушки». Скоростное автоклавирование обеспечивает быстрый оборот инструментов, что особенно важно в стоматологии и стоматологической имплантации.
- Безопасность.** 3-х кратная вакуумизация быстро удаляет холодный воздух с полостей в инструментах, способствуя полному проникновению пара. Это гарантирует качественную стерилизацию, и равномерно нагревает инструмент, предупреждая его повреждения.
- Технология сушки нового поколения.** Функция вакуумной сушки предотвращает повреждения инструментов высокой температурой в анаэробных условиях. Стерилизация запакованных инструментов становится идеальной.
- Области использования.** В соответствии со стандартами ЕС автоклавирование класса В применяется к упакованным и неупакованным инструментам, полым инструментам А и В типов, инструментам и набором инструментов для установки имплантатов, ортодонтических инструментов, интраоральных сканеров, электрических моторов.
- Эргonomичность.** Стерилизационная камера имеет прямоугольную форму. Это дает возможность использовать весь объем камеры; в камере округлой формы не используется 30% пространства. Автоклав серии А на 10 литров обладает такой же эффективной стерилизационной площадью, как и автоклав с цилиндрической камерой на 18 литров.
- Простота в использовании.** Автоклав имеет компактные, малогабаритные размеры. Фазы стерилизационного цикла отображаются на цветном LED-экране

Стерилизация класса В – всего за 11 минут!

Модель	
A10В	A50В



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Объем
Размеры камеры, мм
Размеры автоклава, мм
Загрузка
Мощность
Размеры лотков, мм
Уровень вакуума, бар
Остаточная влажность

5 л	10 л
210 (Ш) x 96 (В) x 327 (Г)	240 (Ш) x 1 44 (В) x 3
445 (Ш) x 175 (В) x 625 (Г)	485 (Ш) x 330 (В) x 6
2,5 кг мет. инстр. или 0,75кг текст. изделий	5 кг мет. инстр. или 1,5кг т
2000 Вт, 220В/50 Гц или 110 В/60 Гц	2000 Вт, 220В/50 Гц или 1
300 x 190 x 23 (2)	300 x 200 x 23 (2)
-0.92	-0.92
меньше 0.1%	меньше 0.1%