



Аппарат ударно-волновой терапии Radialspec

аппарат ударно-волновой терапии для лечения патологий мышечной-скелетной системы радиальными волнами



Аппарат ударно-волновой терапии Radialspec - следующий шаг в консервативных методах лечения мышечно-скелетной системы от компании Medispec.

Radialspec - новейшая инновационная система для устранения болевого синдрома и контрактур при ряде ортопедических заболеваний, воздействии на триггерные зоны и акупунктурные точки, а также для проведения физиотерапевтических процедур.

- Радиальная ударно-волновая терапия - высоко эффективный клинический метод в устранении болевого синдрома и терапии широкого спектра заболеваний в области ортопедии
- Radialspec - компактный, малогабаритный прибор, легко транспортируемый и прост в эксплуатации. Прибор не требует расходных материалов и дорогостоящего технического обслуживания
- Radialspec предлагает уникальный метод физического воздействия. Возможно использовать несколько режимов воздействия. Радиальная ударно-волновая терапия возможно использовать: в качестве единственного метода; в комплексе с другими методами - химический (кортикостероиды), электрический, тепловой; в качестве первого средства при лечении болевого синдрома
- Воздействие механической энергии совершенно безопасное, отсутствуют всякие побочные эффекты и возможно использовать неоднократно. Radialspec - увеличивает функциональную подвижность и значительно уменьшает болевой синдром

Преимущества аппарата ударно-волновой терапии Radialspec:

- Неинвазивность и мобильность
- Без анестезии и визуализации
- Доказанная эффективность
- Прост в использовании
- Реальная портативность (нет воздушного компрессора)
- Разрешено использовать в США и странах Европы

Преимущества Radialspec перед другими системами для ударно-волновой терапии



- Более глубокое проникновение в сравнении с моделями других производителей
- Быстрый анальгезирующий эффект
- После нескольких сеансов возникает эффект неоваскуляризации

Радиальная ударно-волновая использует ударную волну от 1 до 10 бар, которая воздействует на глубину 35 см от поверхности кожи. Кинетическая энергия Radialspec конвертирует в энергию удара на поверхности кожи и распространяется по всей области при каждом импульсе.

Воздействие уменьшает болевой синдром, а после нескольких сеансов хронический процесс переводится в острую фазу и усиливается процесс васкуляризации.

Radialspec прост в эксплуатации. Держа в руке аппликатор, оператор может управлять процедурой при помощи ножной педали. Панели управления отражаются количество радиальных волн отпущенных за сеанс. После окончания отпуска процедуры, при приеме нового пациента или при воздействии на новую область возможно легко переставить счетчик волн. Уровень энергии легко регулируется – от низкого (45мДж), к среднему и средне-высокого до высокого (140 мДж). Radialspec имеет несколько уровней частот: непрерывный - 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц и 16 Гц или импульсный

Аппарат ударно-волновой терапии Radialspec комплектуется тремя аппликаторами с различным диаметром для оптимального клинического применения:

- 6 мм - для воздействия на небольшие зоны, идеально подходит для триггерных зон или акупунктуры
- 15 мм - для воздействия на мышцы, небольшие связки и сухожилия
- 25 мм - для лечения патологий палантарных фасций и мягких тканей

Ударно-волновая терапия - до 90% успеха в лечении хронических заболеваний костно-мышечной системы!