



## Щипці з овальними чашечками та шипом

*Біопсійні щипці з овальними чашечками і центральним шипом*



Одноразові біопсійні щипці для гнучкої ендоскопії. Ендоскопічні щипці даної моделі мають центрально розташований шип, який дає можливість зафіксувати щипці перед забором тканини. Така конструкція забезпечує більш точний забір матеріалу для гістологічного дослідження.

Щипці зроблені з якісного матеріалу, продаються в стерильній упаковці й відразу готові до роботи. Маніпуляції проводяться за допомогою пластикової рукоятки з патентованою системою управління. Щипці має кілька модифікацій, що дає можливість підібрати оптимальний варіант для кожної клінічної області.

Біопсійні щипці моделі призначені для проведення біопсії. Інструменти використовуються з відповідним електрохірургічним генератором. По всій довжині щипці покриті ізолюючою оболонкою. Гарячі біопсійні щипці дозволяють проводити не тільки забір зразка, але й проводити одночасну резекцію і коагуляцію тканини.