



## Моечная машина Well 2

*Машина для мойки гибких эндоскопов с увеличенной камерой и возможностью обработки 2-х систем*



Моечная машина Well 2 – универсальная машина для мойки гибких эндоскопов с увеличенной дезинфицирующей камерой и возможностью обработки 2-х систем.

### **Объемная камера для дезинфекции и промывки**

Моечная машина Well имеет одну из самых больших по объему дезинфицирующих камер на рынке. Это обеспечивает удобное расположение гибких эндоскопов различных конфигураций и размеров. Эндоскоп свободно располагается в камере, полностью замачивается и орошается дезинфектором каждый квадратный миллиметр в самых труднодоступных местах.

### **Широкий спектр программных установок**

Благодаря использованию широкого спектра различных установок пользователь получает максимальный результат за минимальное время. С учетом сфер использования эндоскопа и уровня загрязненности возможно провести полный цикл от мойки до дезинфекции или отдельные циклы дезинфекции или очистки. Это дает возможность сократить время, уменьшить потребление реактивов и увеличить срок использования эндоскопов.


### **Высокая энергоэффективность**

Использование современных технологий в моечных машинах Well позволяет снизить потребление электроэнергии в несколько раз. Заявленные технические и функциональные характеристики позволяют отнести Well 2 в группу оборудования с высоким уровнем энергоэффективности.

### **Совершенная система контроля**

Электроника моечной машины для эндоскопии постоянно отслеживает количество заливаемой в дезинфицирующую камеры воды и моющего раствора, что исключает возможность перелива и утечки. Это обеспечивает безопасность персонала и сохранность оборудования дезинфицирующего отделения.

### **Удобство в работе**



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна

Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223

Сервісний центр: +38 (044) 500-1912

E-mail: [manager@medexim.ua](mailto:manager@medexim.ua) сайт: [medexim.ua](http://medexim.ua)

---

**МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ**

Помимо увеличения места для загрузки гибких эндоскопов, мойка оснащается вместительной корзиной для съемных элементов. Удачно расположение орошающих канюль повышает функциональные характеристики прибора и позволяет наиболее рационально обрабатывать всю поверхность эндоскопов.

### **Универсальность и простота**

В мойке для гибких эндоскопов Well 2 возможно использовать реактивы и дезинфектанты всех производителей. Коннекторы и соединения мойки позволяют подключать гибкие эндоскопы всех моделей, которые представлены на рынке медицинского оборудования Украины.