



Відеопроцесор Image1 S

модульня видеосистема FULL HD



Відеопроцесор IMAGE1 S - модульня видеосистема FULL HD для всіх ендоскопічних процедур (жесткую, гнукую и 3D- ендоскопію) с возможностью индивидуальной конфигурации в соответствии с требованием заказчика

Основным элементом системы IMAGE1 S является блок управления видеокамерой IMAGE1 S CONNECT, к которому подключаются различные модули. Для жесткой эндоскопии дополнительно потребуется модуль H3-LINK. Если видеосистема используется для гнукую видеоэндоскопии, а также для жесткой эндоскопии с одноматричными видеоголовками FULL HD, то необходимо использовать блок X-LINK.

Эндоскопия с IMAGE1 S - качественная и контрастная визуализация

Функция «Side-by-side view» дает возможность параллельного воспроизведения на одном экране изображений в стандартном режиме и в режиме визуализации IMAGE1 S.

Автоматическое управление источником света, индивидуально настраиваемые меню и интерфейс пользователя с интуитивным управлением через меню делают IMAGE1 S удобной в пользовании системой.

Визуализация IMAGE1 S. Особенности

- Пользовательский интерфейс: полный обзор посредством интуитивного управления через меню
- Живое меню: удобная в пользовании и индивидуально настраиваемая панель меню
- Смарт значки: немедленное графическое отображение текущих настроек на подключенных приборах
- Автоматическое управление источником света
- Функция «Side-by-side view»: возможность параллельного воспроизведения изображений в стандартном режиме и в режиме визуализации
- Управление несколькими источниками: функция «картинка в картинке» позволяет одновременно отображать визуальную информацию двух подключенных источников изображения, например, для гибридных исследований

Эндоскопия с IMAGE1 S - специальные технологии визуализации



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Наряду с превосходным стандартным изображением, отличающимся естественной цветопередачей, система предоставляет пользователю новые технологии освещения, повышения контрастности и изменения цветов эндоскопических изображений. Изменения цветов в режимах визуализации CLARA, CHROMA и SPECTRA улучшают дифференцирование различных структур ткани. Для режимов визуализации не требуются специальные источники света.

Технологии IMAGE1 S. Особенности

- Четкие и идеально резкие эндоскопические изображения
- Естественная цветопередача
- Идеальное качество изображений для лучшего дифференцирования структур ткани
- Три 8-технологии для равномерного освещения, повышения контрастности и изменения цветов