



## Шприцевая помпа KL-702

*Шприцевой насос на два канала для внутривенного введения раствора объёмом 10-60 мл*



Шприцевая помпа KL-702 – шприцевая система для автоматической инфузии на 2 канала. Шприцевый перфузатор рассчитан на дозированное и длительное введение лекарственных растворов в объемах от 10 до 60 мл.

Конструкция инфузионного насоса очень приспособлена для эксплуатации в условиях стерильности операционных, реанимационных палат. Система фиксации насоса обеспечивает точность ввода и полную безопасность. Электронная составляющая инфузоматора снабжена защитой от разрядов дефибриллятора. Режимы инфузии программируются по следующим параметрам – скорость потока и время при определенной массе пациента.

### **Двухканальный шприцевый насос KL-702. Особенности.**

- Удобный и компактный дизайн;
- Независимая работа инфузионных каналов;
- Возможность использования как в стационаре, так и в амбулаторных условиях;
- Надежность в работе;
- Простота в эксплуатации;
- Низкий шум;
- Несколько режимов инфузии;
- Возможность работы со всеми типами шприцев;
- Калибрация в автоматическом режиме;
- Режим «антиболюс»;
- Аудио и визуальные режимы тревоги;
- Минимальная скорость введения - 0.1мл/час;
- Два способа ввода данных: с помощью клавиатуры и клавиши «SHUTTLE».

**Шприцевая помпа KL-702 – точная и дозированная инфузия в стационаре и в амбулаторных**



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: [info@medexim.ua](mailto:info@medexim.ua) сайт: [medexim.ua](http://medexim.ua)

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

---

**умовиях.**