ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Автоклав TANVO

горизонтальный автоклав класса В с объемом камеры стерилизации 45 литров



Стерилизатор паровой TANVO - горизонтальный автоклав класса В с объемом камеры стерилизации 45 литров.

Данный стерилизатор расширяет популярную линейку настольных автоклавов. При сохраненном объеме внутренней камеры габариты прибора уменьшены на 14%. Длина прибора равна 595 мм, что соответствует размерам стандартного стола.

Оптимизированное расположение внутренних модулей облегчает техническое обслуживание и ремонт. Объем стерильной камеры 45 литров и организация рабочего пространства позволяет проводить эффективную стерилизацию значительного количества инструментов большого и среднего размера.

Автоклав оснащен двойным парогенератором, что гарантирует быстрый и необходимый уровень испарения. Водяной циркуляционный насос обеспечивает качественное и быстрое охлаждение в комбинации с надежностью и простоем в обслуживании.

Стерилизацию инструмента можно проводить по 4 автоматическим и 1 ручным режимам при давлении 1.1/2.1 бар и температуре 121 градуса по Цельсию.

Функция фракционированного предвакуума в сочетании с вакуумной сушкой улучшают проницаемые свойства пара. Это делает автоклав идеальным прибором для стерилизации всех типов инструментов в различных упаковках, эффективно стерилизовать стоматологические наконечники и хирургический инструментарий.

Бак с дистиллированной водой расположен сверху. Его объем равен 7 литрам. Расход на один цикл - 18 мл. Контролировать поступление воды можно на сенсорной панели.

Стерилизационная камера изготовлена из качественной нержавеющей стали. В комплект входит три решетчатых лотка большой емкости.

Технические характеристики:

• Емкость: 45 л

[1] URL: http://medexim.ua 14 грудня 2025 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

• Давление: от - 0,9 бар до 2,3 бар

• Температура стерилизации: 121 и 134 градусов за Цельсием

Расход воды за цикл: 160-180 млРазмер камеры: 325 x 623 мм

[2] URL: http://medexim.ua 14 грудня 2025 року