ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Аппарат ИВЛ Diomede

аппарат искусственной вентиляции легких



Аппарат искусственной вентиляции легких Diomede предназначен для использования взрослыми, педиатрическими и новорожденными пациентами, нуждающимися в инвазивной и неинвазивной вентиляционной поддержке в течение короткого или длительного периода.

Оборудование обеспечивает уход за пациентами, способными или неспособными делать собственные дыхательные усилия. Сенсорный экран диагональю 18,5 дюйма отображает все параметры выдоха пациента в форме волны. Устройство оснащено электронным блоком питания, который подключается к питающей сети, а также может работать от аккумулятора.

Технические характеристики:

- Сенсорный экран диагональю 18,5 дюймов
- Разрешение: 1366×768 пикселей
- Группы пациентов: взрослые, педиатрия, неонатология
- Режимы вентиляции:

Контроль объема: VCV, VSIMV+PSV

Контроль давления: PCV, PSIMV+PSV

Двойные режимы: MMV+PSV, APRV, PRVC

Поддержка давления: PSV, PSV (VT Guaranteed), CPAP

Интеллектуальный режим неинвазивной вентиляции

• Регулируемые параметры:

Частота: 1 - 150 bpm

Дыхательный объем: 20 - 2500 ml

[1] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

PЭЭP: 2 - 50 cmH2O

Поддержка давления: 0 - 100 cmH2O

Триггер давления: 0,2 - 20 сmH2O

Триггер потока: 0,2 - 15 bpm

Небулайзер: on/off

• Резервное питание: ≥120 минут аккумуляторная литиевая батарея

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року