



VerifyNow

Система моніторингу антиагрегантної терапії



VerifyNow — система моніторингу антиагрегантної терапії

Тестування цільної крові за допомогою VerifyNow - це простий і швидкий спосіб оптимізації лікування шляхом вимірювання реактивності тромбоцитів у пацієнтів, які застосовують аспірин, а також будь-який з інгібіторів P2Y12-рецепторів (клопідогрел, прасугрел та тощо).

Тестування за допомогою VerifyNow дозволяє:

- отримати оцінку реактивності тромбоцитів протягом кількох хвилин;
- виміряти ефект антиагрегантної терапії перед процедурою або скасувати препарат;
- визначити пацієнтів із підвищеним ризиком розвитку кровотеч чи тромботичних подій на фоні антиагрегантної терапії;
- виявити неадекватну реакцію на терапію.

Тестування VerifyNow пропонує рекомендації щодо антиагрегантної терапії в багатьох клінічних сценаріях:

- інтервенційні процедури лікування ендovasкулярних аневризм;
- серцево-судинні операції, що вимагають припинення антиагрегантної терапії;
- хірургічне втручання пацієнтів, які приймають антиагрегантну терапію та мають ризик кровотечі.

Одна з найбільш цитованих і використовуваних систем тестування реактивності тромбоцитів VerifyNow є незамінною допомогою для розуміння повного профілю пацієнта. Моніторинг відповіді пацієнта на антиагрегантні препарати оптимізує результати для пацієнтів.

Тестування VerifyNow:

- надає результати реактивності тромбоцитів за лічені хвилини;
- вимірює ефект антиагрегантної терапії перед процедурою або випискою;
- визначає пацієнтів з групою ризику кровотечі або тромботичної події, пов'язаної з антиагрегантами;
- визначає терапевтичну невідповідність.



Тестування VerifyNow може допомогти:

- скоротити час перерви в антиагрегантній терапії та пов'язані з нею ризики;
- зменшити потребу в стандартних передопераційних потребах препаратів тромбоцитів;
- оптимізувати тривалість перебування в лікарні пацієнта перед операцією;
- скоротити 30-денну повторну госпіталізацію.

Тестування VerifyNow підтримує обслуговування пацієнтів у багатьох відділеннях лікарні:

- кардіологічне відділення;
- інтервенційна нейрорадіологія;
- відділення невідкладної допомоги;
- лабораторія катетеризації серця;
- лабораторія КДЛ.

Проста інтеграція в будь-який робочий процес:

- простий у використанні;
- без піпетування або підготовки зразків;
- результати від вибірки до відповіді в повноцінній одноразовій тестовій системі.

Використовує технологію світлопроникної агрегометрії (LTA):

- не вимагає жодних маніпуляцій зі зразком, усуваючи аналітичні варіації;
- запатентований, точний та інтуїтивно зрозумілий;
- золотий стандарт технології розробки фармацевтичних ліків.

VerifyNow - проста швидка оцінка відповіді на антиагрегантну терапію.