





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Монитор LMD-2435MD/2735MD

медицинский монитор с диагональю 24"/27"



Монитор LMD-2435MD/2735MD – универсальный медицинский ЖК-монитор с диагональю 24/27 дюймов с цифровым и аналоговым входами для эндоскопических и лапараскопических камер, рентгеноскопических аппаратов и других сложных медицинских систем.

Широкоформатный монитор обеспечивает цветную картинку в формате 2D с высокой степенью детализации и контрастностью. Прибор предлагается в двух конфигурациях - с диагональю дисплея 24 или 27 дюймов.

Особенности медицинских мониторов LMD-2435MD/2735MD:

- **Изображение в формате HD.** Точность и реалистичность изображения обеспечивается жидкокристаллическим дисплеем с матрицей a-Si TFT и разрешающей способностью 1920 x 1080 пикселей.
- **Цифровой и аналоговый интерфейс.** Наличие двух типов коннекторов дает возможность использовать монитор с разноплановым медицинским оборудованием без потери качества и контрастности изображения.
- Простая система управления. Изменение основных параметров визуализации проводиться нажатием одной кнопки. Кнопки со светодиодной подсветкой располагаются на передней панели.
- Узкая рамка. Узкая рамка монитора позволил использовать широкоформатную ЖК-панель при компактном корпусе.
- **Эргономичный дизайн.** Все соединения находятся в нижней части прибора. Это упрощает организацию кабельных соединений. Легкое позиционирование монитора обеспечивают сглаженные углы корпуса и крепление.
- **Простота в обработке.** Корпус монитора, плоская ЖК-панель с покрытием и кнопочная панель легко очищаются от гелей и жидкостей. Это гарантирует поддержку высоких стандартов стерильности в операционной.
- **Крепление VESA.** Монитор оснащен креплением VESA, которое легко интегрируется с различными медицинскими системами, позволяет устанавливать прибор на столе, крепить к

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

стенке или потолку.

- Ориентация экрана. В мониторе предусмотрена функция изменения ориентации экрана зеркальное и ротационное отображения. Это свойство облегчает работу при нестандартной позиции, использовании нескольких мониторов.
- Источник питания. Прибор может работать как от стандартной сети, так и через специальный адаптер. Такой подход упрощает интеграцию монитора с медицинским оборудованием.
- **Режимы просмотра.** Монитор поддерживает несколько режимов визуализации: изображение в изображении, дублированное отображение, главное изображение и фрагмент. Изменение режима проводится нажатием одной кнопки.
- Соответствие стандартам медицинского оборудования. Безопасность и пригодность использования в медицинской сфере подтверждена сертификатами Канады, США и Европы.

{module id="125"}

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року